

Liberté[®]

Volare Lagerungsschiene

INDIKATIONEN:


- ◆ Neurologische Lähmungen mit zentralem oder peripherem Ursprung (spastische und schlaffe Paralysen)
- ◆ Als vorbeugende Behandlungen gegen Verformungen mit rheumatischen Ursprung
- ◆ Zur Schmerzlinderung
- ◆ Minderung von Entzündungen
- ◆ Karpaltunnelsyndrom

EIGENSCHAFTEN

- ◆ Gefertigt aus einem verformbaren Aluminium-Kern für die ordnungsgemäße Einstellung und Positionierung, nach medizinischen Anforderungen, des Handgelenks, Hand, Finger und Daumen.
- ◆ Foam-Polsterung im Inneren für mehr Komfort.
- ◆ Frottee-Futter, um den Schweiß zu absorbieren. Velour Futter außen.
- ◆ Gurte mit dicker Polsterung und Hakenverschluss, mit leicht zu öffnenden Zunge und Befestigungstechnik.
- ◆ Ermöglicht die Einstellung des Handgelenks, der Hand- und Finger-Positionen, nach medizinischen Kriterien.
- ◆ Frei positionierbarer Fingertrenner um die Finger getrennt und ausgerichtet zu halten.
- ◆ Temperguss Aluminium anformbar, für unterschiedliche Körperhaltungen und Winkeln.
- ◆ Farbe: anthrazit
- ◆ Rechts oder Links



Größe	S	M	L
Umfang cm	5 - 7	7 - 9	9 - 11
Länge cm	31,5	34	36,5



liberté

Perfect Assistance for Patient's Care

Liberté-Martin

Bahnhofstr. 93

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542

www.liberte-germany.de

liberté®

Perfect Assistance for Patient's Care

Liberté-Martin

Bahnhofstr. 93

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542

www.liberte-germany.de

info@liberte-germany.de

Bestellfax

fax +49(0)9273/8542

Liberté

Volare Lagerungsschiene

Positionsnummer 23.07.02.3xxx

Größe	S	M	L
Umfang cm	5 - 7	7 - 9	9 - 11
Länge cm	31,5	34	36,5
Bestellmenge			
Rechts			
Bestellmenge			

Firma.....Kunden Nr.....

Anschrift.....Datum.....

.....Unterschrift.....

Ansprechpartner..... Tel:.....

Fax:.....