

Liberté - ROM Walker

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

Der ROM Walker dient der frühfunktionellen Mobilisierung durch justierbares ROM-Gelenk (Range Of Motion). Durch anteriore und posteriore Beinschalen sowie zirkulär angeordnete Klettverschlussbänder erfolgt eine kontrollierte Kompression. Die Abrollsohle fördert das physiologische Gangbild. Der ROM Walker lässt sich individuell an den Schwellungszustand anpassen und erlaubt eine problemlose Wundinspektion und Körperhygiene.

Einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften.

Indikationen

- Chronische Bandinstabilitäten
- Akute Sprunggelenkdistorsionen
- Konservative Behandlung von Verletzungen des Vor- oder Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Postoperative Versorgung von Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- Postoperative Versorgung von Frakturen des oberen und unteren Sprunggelenks
- Behandlung von Arthrosen des oberen Sprunggelenks
- Konservative Behandlung bei Achillessehnenruptur
- Synovektomie des Fußgelenks
- Zur Prävention während und nach der Rehabilitation



CE

liberté

Perfect Assistance for Patient's Care

Martin GmbH

Bahnhofstr. 93

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542

www.liberte-germany.de

info@liberte-germany.de

liberté

Perfect Assistance for Patient's Care

Martin GmbH

Bahnhofstr. 93

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542

www.liberte-germany.de

info@liberte-germany.de

Bestellfax

fax +49(0)9273/8542

Liberté -ROM Walker

Größen	S	M	L
Schuhgröße beidseitig anwendbar	36 - 39	40 - 42	43 - 45
Bestellmenge			
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit

Zzgl. 19% MwSt

Ja, ich bin an Ihren Produkten interessiert und bitte um

- telefonische Terminvereinbarung mit einem Vertreter
- Zusendung eines Produktkataloges

Firma.....

Kunden Nr.....

Anschrift.....Datum.....

.....Unterschrift.....

Ansprechpartner..... Tel:.....