

# SCHULTER –ABDUKTIONSKISSEN „SAW“

## HI.MI.NR. 23.09.01.0016

### Schulter-Abduktionskissen

angemeldet unter Positionsnummer 20.09.01.xxxx

### WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

Grundkörper des Kissens: Zylindrische Innenseite aus sehr haltbarem und aufblasbarem Kunststoff.

Aussenseite aus gerauhtem und klammendem Gewebe für die Klettbefestigung

Schulter und Taille umfassender Gürtel aus gerauhtem Klettnylon

Manschette aus Schichtgewebe mit Polsterung

Unterachsel-Keil aus überzogenen Schaumgummi für eine bessere Stabilität und Positionierung des Kissens

Regelbare Abduktion durch Aufblasen des Kissens

Auflageschiene für Unterarm und Hand



CE

### INDIKATIONEN

Impingementsyndrom -bei akuter oder chronischer Entzündung und nach offener oder arthroskopischer Dekompression und Acromioplastik

Frozen Shoulder– Schultersteif - nach Narkosemobilisation

Schulterprothesenimplantation

Rekonstruktion nach Rotatorenmanschettenrupturen/-defekten

**Jetzt mit Hilfsmittelnummer  
20.09.01.0016**

**liberté**

Perfect Assistance for Patient's-Care.

Martin GmbH

Marktplatz 42

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542



liberté

Perfect Assistance for Patient's-Care.

Martin GmbH

Marktplatz 42

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542

---

# Bestellfax

## fax +49(0)9273/8542

---

SAW

Schulter-Abduktionskissen

Hi.Mi.Nr. 23.00.09.0102

| Einheitsgröße | Beidseitig    | Farbe | Bestellmenge |
|---------------|---------------|-------|--------------|
|               | Pumpe für SAW |       |              |

Firma.....

Kunden Nr.....

Anschrift.....Datum.....

.....Unterschrift.....

Ansprechpartner..... Tel:.....

Commerzbank Bad Berneck BLZ 773 400 76

Konto 361926900